



**RSUD
Dr.M.ZEIN
PAINAN**

**PROSEDUR
PENGIRIMAN SPESIMEN**

No Dokumen
005/ SPO-RSUD/15..2/II/2019

NO Revisi
02


Halaman
1/1

STANDAR
PROSEDUR
OPERSIONAL

Tanggal Terbit

04 Januari 2019

Di Tetapkan Direktur
RSUD Dr. M. Zein Painan



Dr.H.Sutarman.MM
NIP : 19690709 200112 1 001

PENGERTIAN

Prosedur pengiriman spesimen adalah cara-cara yang dilakukan dalam mengirimkan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium

TUJUAN

1. Agar petugas tidak tertular virus mikroorganisme saat melakukan pengambilan spesimen darah
2. Memberikan rasa aman dan kepercayaan diri pada petugas dalam menjalankan pekerjaan

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur Tentang Pedoman Pelayanan HIV-AIDS Nomor : 800/15.2.003/SK-RSUD/II/2019 di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

PENANGGUNG
JAWAB

Perawat atau petugas laboratorium

WAKTU
PELAKSANAAN

Setiap pengambilan specimen

BAHAN /
PERLENGKAPAN

1. Kapas/Tissue
2. Termos plastik
3. Es/Es beku kering (*dry ice*)

PROSEDUR

1. Darah, serum yang telah tertutup rapat dan disegel dengan plaster dimasukkan kedalam tempat tertutup/kantong plastik terikat yang diantaranya di beri kapas/ tissue sebagai ganjalan
2. Pengiriman yang membutuhkan waktu lama perlu dimasukkan lagi kedalam tempat (termos plastik) yang berisi es atau es

	<p>beku kering (<i>dry ice</i>)</p> <p>3. Surat pengantar disertakan yang menerangkan langsung pengambilan spesimen, tanggal pengiriman, identitas penderita, atau nomor kode penderita, jenis pemeriksaan yang telah dan akan di periksa bungkus rapi dan pada kemasan luarnya di bubuhkan alamat lengkap laboratorium yang dituju disertai alamat laboratorium/rumah sakit/klinik pengiriman dan dicantumkan tanda peringatan BAHAN BERBAHAYA.</p>
UNIT TERKAIT	Semua ruang perawatan dan laboratorium