



**RSUD  
Dr.M.ZEIN  
PAINAN**

## PENANGANAN BARANG PASCA STERILISASI

<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	No Dokumen. 024/SPO-RSUD/10.10/II/2019	No Revisi <b>02</b>	Halaman <b>1/2</b>
	Tanggal Terbit <b>4 Januari 2019</b> Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan <u>dr. H. Sutarman, MM</u> NIP. 196907092001121001		
<b>Pengertian</b>	Barang pasca sterilisasi adalah barang yang sudah mengalami proses sterilisasi		
<b>Tujuan</b>	Sebagai acuan dalam penanganan barang pasca sterilisasi guna mencegah terjadinya kontaminasi ulang pada barang/bahan yang sudah disterilkan		
<b>Kebijakan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan No. 800/10.05/RSUD-SK/II/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Revisi Kebijakan PPI RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.</li><li>Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan No. 800/10.10/RSUD-SK/II/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Revisi Pedoman Pelayanan Sterilisasi Komite PPI RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.</li></ol>		
<b>Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Setelah proses sterilisasi selesai, alat/bahan diangkat dari auto clave</li><li>Diletakkan pada meja untuk pendinginan + 30 menit</li><li>Dimasukkan pada container alat bersih masing-masing ruangan</li><li>Disimpan dalam lemari penyimpanan diruangan sterilisasi sebelum dijemput oleh petugas ruangan</li></ol>		

	<ol style="list-style-type: none"><li>5. Barang atau alat yang telah steril siap untuk didistribusikan</li><li>6. Pada saat mengambil barang yang telah steril petugas ruangan menandatangani buku ekspedisi yang telah disediakan.</li></ol>
<b>Unit Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. CSSD</li><li>2. Ruang Rawat Inap</li><li>3. Poliklinik</li></ol>