



**RSUD
Dr.M.ZEIN
PAINAN**

**PENGEMASAN/PENGEPAKKAN ALAT/BAHAN
AKAN DISTERILKAN**

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No Dokumen. 031/SPO-RSUD/10.10/II/2019	No Revisi 02	Halaman 1/2
	Tanggal Terbit 4 Januari 2019		
Pengertian	Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dr. H. Sutarman, MM NIP. 19690709 200112 1 001		
Pengertian	Cara untuk meningkatkan pelayanan pengemasan/pengepakan alat/bahan kesehatan pakai ulang untuk menekan kejadian infeksi nasokomila di RSUD Dr.Muhammad Zein Painan.		
Tujuan	Sebagai acuan penyelenggara pengemasan/pengepakan alat/bahan kesehatan pakai ulang		
Kebijakan	1. Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan No. 800/10.05/RSUD-SK/II/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Revisi Kebijakan PPI RSUD Dr.Muhammad Zein Painan. 2. Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan No. 800/10.10/RSUD-SK/II/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Revisi Pedoman Pelayanan Sterilisasi Komite PPI RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.		
Prosedur	1. Setelah alat dikeringkan, alat dipisahkan sesuai jenisnya 2. Pengemasan dilakukan dengan menggunakan pouches 3. Untuk bowel kamar operasi, pengemasan dilakukan dengan menggunakan alat tenun 4. Beri indikator luar dan indikator dalam 5. Beri etiket 6. Lakukan sterilisasi		

Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. CSSD2. Ruang Rawat Inap3. Poliklinik4. Kamar Operasi5. ICU6. Hemodialisa
---------------------	--