
 <p>RSUD Dr.M.ZEIN PAINAN</p>	PROSES STERILISASI BAHAN/ALAT KESEHATAN NON LOGAM		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No Dokumen. 030/SPO-RSUD/10.11/II/2019	No Revisi 02	Halaman 1/2
	Tanggal Terbit 4 Januari 2019  Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan <u>dr. H. Sutarman, MM</u> NIP. 19690709 200112 1 001		
Pengertian	Adalah usaha untuk membuat bahan/alat dari logam menjadi steril dengan menggunakan mesin sterilisasi		
Tujuan	Sebagai acuan pelaksanaan penyetrilan bahan/alat dari logam guna memenuhi kebutuhan bahan/alat dari logam steril di RSUD Dr. M. Zein Painan		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan No. 800/10.05/RSUD-SK/II/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Revisi Kebijakan PPI RSUD Dr. Muhammad Zein Painan. 2. Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan No. 800/10.11/RSUD-SK/II/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Revisi Pedoman Manajemen Linen Komite PPI RSUD Dr. Muhammad Zein Painan. 		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat di antar ke CSSD dengan menggunakan kontainer tertutup 2. Pengantar dan penerima barang mencatat barang/alat yang akan disterilkan pada buku ekspedisi 3. Petugas sterilisasi melakukan perendaman dengan menggunakan enzymatik, pencucian dan lalu pengeringan 4. Setelah alat kering, alat di pouches 5. Tulis tanggal dilakukan sterilisasi 6. Petugas sterilisasi memberitahukan kebagian pengiriman barang/alat untuk menjemput barang/alat yang sudah steril 		

	7. Petugas ruangan dan petugas sterilisasi menandatangani buku ekspedisi barang/alat steril
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. CSSD2. Ruang Rawat Inap3. Poliklinik4. Kamar Operasi5. ICU6. Hemodialisa