



**RSUD
Dr.M.ZEIN
PAINAN**

PENANGANAN BARANG PASCA STERILISASI

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No Dokumen. /SPO-RSUD/10.10/I/2022	No Revisi 03	Halaman 1/2
	Tanggal Terbit 03 Oktober 2022	Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan  dr. Harefa Sp.PD NIP. 19730103 200212 1 005	
Pengertian	Cara penyimpanan barang yang sudah melalui proses sterilisasi		
Tujuan	Sebagai acuan dalam penanganan barang pasca sterilisasi guna mencegah terjadinya kontaminasi ulang pada barang/bahan yang sudah disterilkan		
Kebijakan	1. Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan No. 800/10.05/RSUD-SK/I/2022 tanggal 02 Oktober 2022 tentang Revisi Kebijakan PPI RSUD Dr. Muhammad Zein Painan. 2. Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan No. 800/10.10/RSUD-SK/I/2022 tanggal 01 Oktober 2022 tentang Revisi Pedoman Pelayanan Sterilisasi Komite PPI RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.		
Prosedur	1. Setelah proses sterilisasi selesai, alat/bahan diangkat dari auto clave 2. Diletakkan pada meja untuk pendinginan + 30 menit 3. Dimasukkan pada container alat bersih masing-masing ruangan 4. Disimpan dalam lemari penyimpanan diruangan sterilisasi sebelum dijemput oleh petugas ruangan		

	<p>5. Barang atau alat yang telah steril siap untuk didistribusian</p> <p>6. Pada saat mengambil barang yang telah steril petugas ruangan menandatangani buku ekspedisi yang telah disediakan.</p>
Unit Terkait	<p>1. CSSD</p> <p>2. Ruang Rawat .inap</p> <p>3. Poliklinik</p> <p>4. IGD</p> <p>5. Kamar Operasi</p> <p>6. Labor PK</p> <p>7. Labor PA</p> <p>8. Hemodialisa.</p>