




**RSUD
Dr.M.ZEIN
PAINAN**

**PROSES STERILISASI PEMBERIAN INDIKATOR
BAHAN/ALAT YANG AKAN DISTERILKAN**

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No Dokumen. 024/SPO-RSUD/PPI/2022	No Revisi 03	Halaman 1/2
	Tanggal Terbit 03 Oktober2022	Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan  <u>dr. Harefa Sp.PD, KKV, FINASIM</u> NIP. 19730103 200212 1 005	
Pengertian	Adalah proses dan tata cara pemberian indikator sterilisasi pada alat yang akan disterilkan.		
Tujuan	Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemberian indikator sterilisasi pada alat yang akan disterilkan.		
Kebijakan	1. Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan No. SK/001/PPI/RSUD/2022 tanggal 03 Oktober 2022 tentang Revisi Kebijakan PPI RSUD Dr.Muhammad Zein Painan. 2. Revisi 3 Panduan Pelayanan Sterilisasi Komite PPI RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.		
Prosedur	1. Precleaning dengan menggunakan enzymatic 15 menit. 2. Lakukan pencucian dan pengeringan 3. Pengemasan menggunakan fouches.. 4. Kemasan diberi indikator luar dan indikator dalam. Penulisan tanggal dilakukannya sterilisasi ditulis di indikator luar 5. Kemasan siap untuk disterilkan 6. Lakukan double check		
Unit Terkait	1. CSSD 2. Ruang Rawat Inap 3. Poliklinik 4. Kamar Operasi		

	<ul style="list-style-type: none">5. Hemodialisa6. Labor PK7. Labor PA8. IGD
--	---