



**RSUD
Dr.M.ZEIN
PAINAN**

**PROSES STERILISASI PEMBERIAN INDIKATOR
BAHAN/ALAT YANG AKAN DISTERILKAN**

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No Dokumen. /SPO-RSUD/10.10/I/2022	No Revisi 03	Halaman 1/2
	Tanggal Terbit 03 Oktober 2022	Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan  dr. Harefa Sp.PD NIP. 19730103 200212 1 005	
Pengertian	Adalah proses dan tata cara pemberian indikator sterilisasi pada alat yang akan disterilkan.		
Tujuan	Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemberian indikator sterilisasi pada alat yang akan disterilkan		
Kebijakan	<div>1. Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan No. 800/10.05/RSUD-SK/I/2021 tanggal 01 Oktober 2022 tentang Revisi Kebijakan PPI RSUD Dr.Muhammad Zein Painan.</div> <div>2. Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan No. 800/10.10/RSUD-SK/I/2022 tanggal 01 Oktober 2022 tentang Revisi Pedoman Pelayanan Sterilisasi Komite PPI RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.</div>		
Prosedur	<div>1. Precleaning dengan menggunakan enzymatic 15 menit.</div> <div>2. Lakukan pencucian dan pengeringan</div> <div>3. Pengemasan menggunakan fouches..</div> <div>4. Kemasan diberi indikator luar dan indikator dalam. Penulisan tanggal dilakukannya sterilisasi ditulis di indikator luar</div> <div>5. Kemasan siap untuk disterilkan</div> <div>6. Lakukan double check</div>		

Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. CSSD2. Ruangan Rawat Inap3. Poliklinik4. Kamar Operasi5. Hemodialisa6. Labor PK7. Labor PA8. IGD
---------------------	--