

	PENANGANAN BAYI RISIKO TINGGI DENGAN IBU HBSAG POSITIF		
	NO. DOKUMEN MDGs/087/RSUD-PS /III/2018	NO. REVISI	HALAMAN 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 25 Maret 2018	 <p style="text-align: center;"> Ditetapkan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan <u>Dr H Sutarnan, MM</u> NIP. 196902001121001 </p>	
PENGERTIAN	Bayi risiko tinggi dengan Ibu HBSAG positif adalah Bayi baru lahir dari ibu yang menderita Hepatitis B (HbsAg+)		
TUJUAN	Mengetahui masalah yang timbul pada bayi oleh karena ibu menderita penyakit hepatitis akut atau tes serologis HbsAg positif		
KEBIJAKAN	Kebijakan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Nomor : 800/MDGs/017/RSUD-2018 Tentang Pelayanan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan		
PROSEDUR	Persiapan alat <ol style="list-style-type: none"> 1. Kassa 2. Vaksin Hepatitis B 3. Vaksin immunoglobulin Cara pelaksanaan <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memberitahu tindakan yang akan dilakukan kepada keluarga 2. Petugas mencuci tangan dan mengeringkan dengan handuk 3. Petugas memakai sarung tangan dan pemakaian APD (Alat Pelindung Diri) 4. Petugas mendisinfektan area yang akan disuntik 5. Petugas memberikan dosis awal Vaksin Hepatitis B (VHB) 0,5 m IM segera setelah lahir (sebaiknya 12 jam setelah lahir) dilanjutkan dosis ke 2 dan ke 3 sesuai jadwal imunisasi Hepatitis 6. Petugas memberikan Immunoglobulin Hepatitis B 200 IU (0,5 ml) IM disuntikan pada paha sisi yang lainnya, dalam waktu 24 jam setelah lahir / paling lambat 48 jam setelah lahir 		

	PENANGANAN BAYI RISIKO TINGGI DENGAN IBU HBSAG POSITIF		
	NO. DOKUMEN MDGs/087/RSUD-PS /III/2018	NO. REVISI I	HALAMAN 2/2
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 7. Petugas menyakinkan ibu untuk tetap menyusui bayinya 8. Petugas membereskan alat-alat setelah tindakan 9. Petugas melepas sarung tangan 10. Petugas mencuci tangan dan keringkan 11. Petugas mencatat hasil tindakan 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. IGD 2. Instalasi Rawat Inap 3. Kamar Bersalin 4. Kamar Operasi 		